


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Rgs2 다클론 항체 - P41220

품목 번호: CM0020384



소개

인간 RGS2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. G 단백질 신호전달 및 혈압 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RGS2 토끼 pAb
비고/별칭	G0S8; RGS2
종	인간
유전자ID (인간)	5997
유전자ID	5997
면역원	인간 RGS2 (NP_002914.1)의 아미노산 1-211번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41220
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩