

Anti-Rgs20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 076081

품목 번호: CM0025850

소개

재조합 인간 RGS20 (aa 1-241)로 면역한 Anti-RGS20 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 신호 전달 억제에 관여하는 Gz 선택적 GTPase 활성화 단백질인 G 단백질 신호 조절자 20을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGS20 Rabbit pAb
비고/별칭	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8601
GeneID	8601
면역원(Immunogen)	인간 RGS20 (NP_003693.2)의 아미노산 1-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O76081
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백