

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rgs4 토끼 다클론 항체 - P49798

품목 번호: CM0022549

소개

CamelBio는 인간 RGS4(SWISS P49798)를 타겟으로 하는 토끼 다클론 항체를 제공하며, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트 상동체를 인식합니다. GPCR 신호 전달 및 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	RGS4 토끼 pAb
비고/별칭	RGP4; SCZD9; RGS4
종	인간
유전자ID (인간)	5999
유전자ID	5999
면역원	인간 RGS4 (NP_005604.1)의 아미노산 1-100 범위 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49798
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스 팩