

Anti-Rgs5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O15539

품목 번호: CM0030235



소개

인간 RGS5(G 단백질 신호 조절 인자 5)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. GPCR 신호 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGS5 Rabbit pAb
비고/별칭	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8490
유전자 ID	8490
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	O15539
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백