

Wb 및 Elisa용 Anti-Rgs7 폴리클론 항체 - P49802

품목 번호: CM0025518



소개

인간 RGS7(G 단백질 신호전달 조절자 7)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. GPCR 매개 신호전달 캐스케이드 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGS7 Rabbit pAb
비고/별칭	RGS7
종	인간
GeneID (인간)	6000
GeneID	6000
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49802
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백