


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhbdd1 폴리클로널 항체 - Q8Teb9

품목 번호: CM0014363



소개

RHBDD1 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 RHBDD1(ERAD, 세포 사멸 및 정자 형성에 관여하는 로모이드 프로테아제)과 반응합니다. 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RHBDD1 Rabbit pAb
비고/별칭	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	84236
면역원(Immunogen)	인간 RHBDD1 (NP_115652.2)의 아미노산 206-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8TEB9
단백질 분자량(Protein Weight)	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)