

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rhbdf1 다클론 항체 - Q96Cc6

품목 번호: CM0024121

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-RHBDF1 다클론 항체입니다. 인간 비활성 롬보이드 단백질 1(iRhom1)을 표적으로 하며, 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. EGFR 신호 전달 및 단백질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RHBDF1 토끼 pAb
비고/별칭	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gene-89; gene-90; RHBDF1
종	인간
유전자ID (인간)	64285
면역원	인간 RHBDF1 (NP_071895.3)의 아미노산 200-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96CC6
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩