


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rheb 토끼 다클론 항체 - Q15382

품목 번호: CM0018212



소개

RheB 토끼 pAb는 WB, IF/ICC 및 ELISA 응용에서 인간, 마우스 및 랫드 RheB 단백질(~20 kDa)을 검출합니다. mTOR 신호 전달 및 세포 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RheB 토끼 pAb
비고/별칭	RHEB2; RheB
종	인간
GeneID(인간)	6009
GeneID	6009
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15382
단백질 중량	20kDa
배송	아이스팩