

Anti-Rhoa Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P61586

품목 번호: CM0013958



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 RhoA (ARHA)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포골격 조직, 세포 이동 및 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RhoA Rabbit pAb
비고/별칭	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
종	Human
유전자 ID (인간)	387
면역원	합성 펩타이드 인간 RhoA (NP_001655.1)의 아미노산 94-193 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P61586
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백