

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rhoa 토끼 다클론 항체 - P61586

품목 번호: CM0013576



소개

CamelBio의 항RhoA 토끼 다클론 항체(P61586)는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포골격과 세포 이동을 조절하는 소형 GTPase인 인간, 마우스, 랫드 RhoA(22 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RhoA Rabbit pAb
비고/별칭	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
종	인간
유전자ID (인간)	387
유전자ID	387
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P61586
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스 팩