


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc 단일클론 항체 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0012061



### 소개

RHOA/RHOB/RHOC에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 22kDa 단백질 - Q16695 / P68431.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RHOA/RHOB/RHOC Rabbit mAb                                        |
| 비고/별칭       | ARH9; ARHC; H9; RHOH9; RHOA/RHOB/RHOC                            |
| 종           | 인간(Human)                                                        |
| 유전자 ID (인간) | 387/388/389                                                      |
| 유전자 ID      | 389/387/388                                                      |
| 면역원         | 인간 RHOA/RHOB/RHOC (P08134)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                          |
| 응용          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                       |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                    |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |