

Wb, Elisa용 항-RhoB 다클론 항체 - P62745

품목 번호: CM0029618



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 고품질 토끼 항-RhoB 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐의 RhoB(~22 kDa)를 검출합니다. 세포 사멸, 암 및 세포 신호 전달 연구에 적합합니다. - P62745

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RhoB 토끼 pAb
비고/별칭	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
종	인간
유전자 ID (인간)	388
유전자 ID	388
면역원	인간 RhoB(NP_004031.1)의 100-190 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P62745
단백질 중량	22kDa
배송	아이스팩