

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhobtb2 토끼 다클로날 항체 - Q9Byz6

품목 번호: CM0019933

소개

사람 RHOBTB2 (DBC2/p83)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 증식 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RHOBTB2 Rabbit pAb
비고/별칭	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23221
GeneID	23221
면역원	사람 RHOBTB2 (NP_001153508.1)의 아미노산 320-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q9BYZ6
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)