

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhoc 폴리클론항체 - P08134

품목 번호: CM0020657



소개

인간 RhoC에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫드 RhoC(~22 kDa)를 인식합니다. 신호 전달 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RhoC Rabbit pAb
비고/별칭	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; RhoC
종	인간
GeneID (인간)	389
GeneID	389
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08134
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백