

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhod 폴리클론항체 - O00212

품목 번호: CM0028433



소개

인간 RHOD (RhoD)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 예측 분자량 23 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RHOD Rabbit pAb
비고/별칭	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
종	인간
GeneID (human)	29984
GeneID	29984
면역원	인간 RHOD (NP_055393.1)의 아미노산 101-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00212
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백