


Wb, Ihc-P, Elisa용 항로돕신 토끼 다클론 항체 - P08100

품목 번호: CM0019980



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 로돕신 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. G 단백질 결합 광수용체를 표적으로 하여 저조도 시각 및 광전환 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	로돕신 토끼 pAb
비고/별칭	RP4; OPN2; CSNBAD1; 로돕신
종	인간
유전자ID (인간)	6010
유전자ID	6010
면역원	합성 펩타이드: 인간 로돕신(NP_000530.1)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P08100
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩