


Anti-Rhog Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

품목 번호: CM0023061



소개

Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 토끼 폴리클로날 anti-RHOG 항체. 인간, 마우스 및 랫트 RHOG와 교차 반응. 면역학적 시냅스, 세포 이동 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RHOG Rabbit pAb
비고/별칭	ARHG; RHOG
종	인간
GeneID (인간)	391
GeneID	391
면역원	인간 RHOG (NP_001656.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P84095
단백질 무게	21kDa
배송	아이스백