


Wb, Ip, Elisa용 항Rhogap (P190-B) 토끼 단클론 항체 - Q13017

품목 번호: CM0007667



소개

RhoGAP (p190-B, ARHGAP5)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, ELISA로 검증되었습니다. Rho GTPase 신호전달, 세포 이동 및 세포골격 동역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RhoGAP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
종	인간
유전자ID (인간)	394
유전자ID	394
면역원	인간 RhoGAP (Q13017)의 아미노산 1150-1300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13017
단백질 분자량	172 kDa
배송 방식	아이스백