


Anti-Rhogap 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q13017

품목 번호: CM0025734



소개

RhoGAP 토끼 다클론 항체(Q13017)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증이 완료되었습니다. Rho 계열 GTPase 활성화 단백질로, 세포 신호 전달 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RhoGAP 토끼 pAb
비고/별칭	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
종	인간
유전자 ID (인간)	394
면역원	인간 RhoGAP(NP_001164.2)의 아미노산 1292-1501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13017
단백질 분자량	172kDa
배송	아이스 팩