

Wb, Elisa용 Anti-Rhogdi 폴리클로날 항체 - P52565

품목 번호: CM0014115



소개

KO 검증된 WB, ELISA용 anti-RhoGDI 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. Rho GTPase 신호 전달 및 세포 이동성 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] RhoGDI Rabbit pAb
비고/별칭	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	396
유전자 ID	396
면역원	재조합 단백질; 인간 RhoGDI (NP_001172006.1)의 아미노산 1-204에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P52565
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백