

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rhoh 토끼 다클로날 항체 - Q15669

품목 번호: CM0024801

소개

인간 RHOH (RhoH, TTF)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 조혈 세포 신호 전달, T 세포 발달 및 비만 세포 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RHOH Rabbit pAb
비고/별칭	TTF; ARHH; RHOH
종	인간(Human)
GeneID (인간)	399
GeneID	399
면역원	인간 RHOH (NP_004301.1)의 아미노산 1-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15669
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)