


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Rhot1/Miro1 폴리클로날 항체 - Q8Ixi2

품목 번호: CM0026150



소개

인간 RHOT1/MIRO1 (미토콘드리아 Rho GTPase 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트에서 검출됩니다. 재조합 면역원(aa 310-590). 미토콘드리아 이동 및 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] RHOT1/MIRO1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
종	인간
유전자 ID (인간)	55288
유전자 ID	55288
면역원	인간 RHOT1/MIRO1 (NP_060777.3)의 아미노산 310-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IXI2
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백