

Wb용 Anti-Rhot2 토끼 다클로날 항체 - Q8Ixi1

품목 번호: CM0027877



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 RHOT2 (MIRO-2)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 운반 및 세포 내 분포를 연구합니다. UniProt Q8IXI1.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RHOT2 Rabbit pAb
비고/별칭	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	89941
GeneID	89941
면역원	인간 RHOT2 (NP_620124.1)의 아미노산 340-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8IXI1
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 백(Ice bag)