

Wb 및 Elisa용 Anti-Ric8A 토끼 다클로날 항체 - Q9Npq8

품목 번호: CM0017595

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-RIC8A 토끼 다클로날 항체입니다. G 단백질용 샤페론 및 GEF인 인간, 마우스, 쥐 RIC8A(synembryn-A)를 검출합니다. 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | RIC8A Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭                    | RIC8; RIC8A                                                       |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                        |
| GeneID (Human)           | 60626                                                             |
| GeneID                   | 60626                                                             |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 RIC8A (NP_001273063.1)의 아미노산 362-531에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                       |
| 카테고리                     | Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)                                   |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)                                    |
| SWISS                    | Q9NPQ8                                                            |
| 단백질 분자량                  | 60kDa                                                             |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                              |