

Wb용 Anti-Rictor 폴리클로날 항체 - Q6R327

품목 번호: CM0027561



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 RICTOR 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 RICTOR를 인식하며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 나타냅니다. 이 ~192 kDa 단백질은 mTORC2의 주요 어댑터로서 AKT 인산화 및 세포 성장을 매개합니다. - Q6R327

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RICTOR Rabbit pAb
비고/별칭	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
종(Species)	인간(Human)
GeneID	253260
면역원(Immunogen)	인간 RICTOR (NP_689969.2)의 아미노산 1043-1142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q6R327
단백질 분자량	192kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)