


Wb, Elisa용 항-Rig-I/Ddx58 단클론 항체 - O95786

품목 번호: CM0009681



소개

항-Rig-I/DDX58 토끼 단클론 항체 (SWISS O95786)는 WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 선천성 항바이러스 면역에서 핵심적인 세포질 RNA 센서인 인간 RIG-I를 검출합니다. 감염성 질환 및 인터페론 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rig-I/DDX58 토끼 mAb
비고/별칭	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
종	인간
유전자 ID	23586 (인간)
면역원	합성 펩타이드: 인간 Rig-I/DDX58 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95786
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백