


Anti-Rig-I/Ddx58 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O95786

품목 번호: CM0007108



소개

인간 Rig-I/DDX58 (RIG-I, DDX58)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 항바이러스 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
비고/별칭	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
종	인간
GeneID (Human)	23586
GeneID	23586
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95786
단백질 분자량	107 kDa
배송	아이스백