


Wb 및 Elisa용 Anti-Rig-I/Ddx58 토끼 다클로날 항체 - O95786

품목 번호: CM0014568



소개

CamelBio는 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 인간 Rig-I/DDX58에 대한 특이적인 토끼 다클로날 항체를 제공합니다. 인간 및 쥐 Rig-I를 검출하며, 이는 바이러스 RNA 감지 및 항바이러스 신호 전달에 중요한 선천성 면역 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rig-I/DDX58 Rabbit pAb
비고/별칭	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
종(Species)	Human (인간)
GeneID	23586
면역원(Immunogen)	인간 Rig-I/DDX58 (NP_055129.2)의 아미노산 825-925 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat (인간, 쥐)
SWISS	O95786
단백질 분자량	107 kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스 팩)