


Wb, Elisa용 항-Rims2 토끼 다클론 항체 - Q9Uq26

품목 번호: CM0017932



소개

RIMS2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 인간 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 시냅스 엑소사이토시스(세포외 유출) 및 관련 신경 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RIMS2 토끼 pAb
비고/별칭	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
종	인간
유전자 ID (인간)	9699
유전자 ID	9699
면역원	인간 RIMS2(NP_055492.3)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UQ26
단백질 무게	160kDa
배송	아이스팩