

Wb 및 Elisa용 항Rin2 다클론 항체 - Q8Wyp3

품목 번호: CM0013462

소개

RASSF4로도 알려진 인간 RIN2(Ras 및 Rab 인터랙터 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 내포작용 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                  |
|---------|--------------------|
| 제품명     | RIN2 토끼 pAb        |
| 비고/별칭   | MACS; RASSF4; RIN2 |
| 종       | 인간                 |
| 유전자 ID  | 54453              |
| 면역원     | 재조합 단백질            |
| 기원      | 토끼                 |
| 카테고리    | 다클론 항체             |
| 적용 분야   | WB, ELISA          |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스            |
| SWISS   | Q8WYP3             |
| 단백질 분자량 | 100kDa             |
| 배송      | 아이스백               |