


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ring1B/Rnf2 단일클론 항체 - Q99496

품목 번호: CM0007007



소개

RING1B/RNF2 (RING2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 RING1B를 검출합니다. 후성유전학, 염색질, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RING1B/RNF2 토끼 mAb
비고/별칭	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
종	인간
유전자 ID (인간)	6045
면역원	인간 RING1B/RNF2 (NP_009143.1)의 아미노산 1-336에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99496
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백