


Wb, Ip 및 Elisa용 Anti-Ring1B/Rnf2 단일클론 항체 - Q99496

품목 번호: CM0009853



소개

인간 RING1B/RNF2(RING2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. Polycomb 억제 및 히스톤 H2A 유비퀴틴화를 연구하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RING1B/RNF2 토끼 mAb
비고/별칭	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
종	인간
GeneID (인간)	6045
GeneID	6045
면역원	합성 펩타이드(인간 RING1B/RNF2, Q99496의 100~200번 아미노산)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99496
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩