


## Anti-Ring1B/Rnf2 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 - Q99496

품목 번호: CM0030750



### 소개

RING1B/RNF2(E3 유비퀴틴 단백질 리가아제 RING2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차반응합니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RING1B/RNF2 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2         |
| 종           | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 6045                                                                 |
| 유전자 ID      | 6045                                                                 |
| 면역원         | 인간 RING1B/RNF2(NP_009143.1)의 아미노산 1-336에 해당하는 서열을 포함한 재조합 용합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                   |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                                   |
| 교차반응성       | 인간, 마우스, 랫드                                                          |
| SWISS       | Q99496                                                               |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                                                |
| 배송          | 아이스 팩                                                                |