


Anti-Riok2 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q9Bvs4

품목 번호: CM0018448



소개

인간 RIOK2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 리보솜 생합성 및 세포 주기 조절에 관여하는 표적 단백질입니다. IVD 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RIOK2 토끼 pAb
비고/별칭	RIO2; RIOK2
종	인간
유전자ID (인간)	55781
유전자ID	55781
면역원	인간 RIOK2 (NP_060813.2)의 아미노산 253-552에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BVS4
단백질 분자량	63kDa
배송 방법	아이스 팩