

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Rip3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9QzL0

품목 번호: CM0005582



소개

마우스 네크로프토시스 및 세포자멸사 연구용 Anti-RIP3 rabbit monoclonal antibody입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 RIP3의 아미노산 320-420 서열에 해당하는 재조합 면역원을 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RIP3 Rabbit mAb
비고/별칭	Rip3; 2610528K09Rik
종	마우스
GeneID (Human)	11035
GeneID	56532
면역원	합성 펩타이드 마우스 RIP3 (NP_064339.2)의 아미노산 320-420 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QZL0
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩