

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rip3 토끼 다클로날 항체 - Q9Qz10

품목 번호: CM0020566



소개

마우스 RIP3 (Ripk3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 괴사성 세포 사멸(necroptosis), 세포 자멸사(apoptosis) 및 세포 사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RIP3 Rabbit pAb
비고/별칭	Rip3; 2610528K09Rik; RIP3
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	11035
GeneID	56532
면역원(Immunogen)	마우스 RIP3 (NP_064339.2)의 아미노산 320-420 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9QZL0
단백질 분자량	53kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)