

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Rip3/Ripk3 폴리클론항체 - Q9Y572

품목 번호: CM0022111



소개

인간 RIP3 (RIPK3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 네크로프토시스, 세포자멸사, 바이러스-숙주 상호작용 연구에 이상적입니다. 이 연구용 등급 항체를 사용하여 프로그램된 세포사멸 경로와 대사 조절을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RIP3 토끼 pAb
비고/별칭	RIP3; RIPK3
종	인간
유전자 ID	11035
면역원	인간 RIP3 (NP_006862.2)의 아미노산 410-518 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y572
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백