


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Ripk1/Rip 단일클론 항체 - Q13546

품목 번호: CM0003896



소개

이 [KD 검증됨] RIPK1/RIP Rabbit mAb는 인간 RIPK1을 검출합니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. TNF 매개 세포사멸, 괴사성 세포사멸 및 염증 경로 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원은 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KD 검증됨] RIPK1/RIP Rabbit mAb
비고/별칭	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8737
유전자 ID	8737
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q13546
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백