


Anti-Ripk1/Rip Rabbit Monoclonal Antibody (Ko 검증) For Wb, Ip, Elisa - Q13546

품목 번호: CM0004620



소개

인간 RIPK1/RIP에 대한 KO 검증 완료된 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역침강 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 면역원은 아미노산 465-671에 해당하며, 약 76/71 kDa 아이소폼을 검출합니다. 세포사멸, 네크로프토시스 및 염증의 주요 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] RIPK1/RIP Rabbit mAb
비고/별칭	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
종	인간
유전자 ID (인간)	8737
유전자 ID	8737
면역원	인간 RIPK1/RIP (NP_003795.2)의 아미노산 465-671에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13546
단백질 분자량	76 kDa/71 kDa
배송	아이스백