


Wb, Elisa용 Anti-Ripk1/Rip Rabbit Polyclonal Antibody - Q13546

품목 번호: CM0025634



소개

Western blot (WB) 및 ELISA용 RIPK1/RIP (RIP1)를 타겟팅하는 검증된 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 RIP1을 검출하며, 이는 TNF 유도성 세포 사멸, 괴사성 세포 사멸 및 염증 경로를 조절하는 세린/트레오닌 키나제입니다. 세포 사멸 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RIPK1/RIP Rabbit pAb
비고/별칭	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	8737
항원(Immunogen)	사람 RIPK1/RIP (NP_003795.2)의 아미노산 465-671에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse)
SWISS	Q13546
단백질 분자량(Protein Weight)	75kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)