


Anti-Ripk1/Rip 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 적용 - Q13546

품목 번호: CM0030178



소개

인간 RIPK1/RIP (RIP1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 아포토시스, 괴사세포사멸(necroptosis), 염증 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RIPK1/RIP 토끼 pAb
비고/별칭	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
종	인간
GeneID (인간)	8737
GeneID	8737
면역원	인간 RIPK1/RIP (NP_003795.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13546
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스 팩