


Anti-Ripk2 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - O43353

품목 번호: CM0019743



소개

WB 및 ELISA 검증 고품질 Rabbit Polyclonal RIPK2 항체. 인간, 마우스, 래트의 RIPK2를 검출하며, 이는 NOD1/2 신호전달 및 NF- κ B 활성화에 관여하는 핵심 선천면역 키나아제입니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RIPK2 Rabbit pAb
비고/별칭	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
종	인간
GeneID (인간)	8767
GeneID	8767
면역원	인간 RIPK2 (NP_003812.1)의 아미노산 1-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43353
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백