

Anti-Ripk3 (Rip3) 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Y572

품목 번호: CM0005985



소개

사람 RIPK3 (RIP3)를 표적하는 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏(Western blot), IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 암 및 바이러스 감염 연구에서 괴사성 세포 사멸(necroptosis) 및 세포 자멸사(apoptosis) 경로를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ripk3 Mouse mAb
비고/별칭	RIP3; RIPK3
종(Species)	Human (사람)
GeneID (human)	11035
GeneID	11035
면역원(Immunogen)	사람 RIP3 (NP_006862.2)의 아미노산 101-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Mouse (마우스)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q9Y572
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)