

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ripk4 Rabbit Polyclonal Antibody - P57078

품목 번호: CM0028295

소개

CamelBio는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-RIPK4 Rabbit Polyclonal Antibody를 제공합니다. 인간 및 마우스 RIPK4와 반응합니다. 각질형성세포 분화, 피부 항상성, NF-κB 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RIPK4 Rabbit pAb
비고/별칭	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
종	인간
GeneID (인간)	54101
GeneID	54101
면역원	인간 RIPK4 (NP_065690.2)의 아미노산 240-520에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P57078
단백질 무게	92kDa
배송	아이스팩