


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rln2 폴리클로날 항체 - P04090

품목 번호: CM0025092



소개

인간 프로렐렉신 H2(RLN2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐에 반응합니다. 임신 관련 결합 조직 재형성 및 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RLN2 Rabbit pAb
비고/별칭	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
종	인간
GeneID (인간)	6019
GeneID	6019
면역원	인간 RLN2 (NP_604390.1)의 아미노산 25-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P04090
단백질 무게	21kDa
배송	아이스백