


Anti-Rmi1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9H9A7

품목 번호: CM0030857



소개

인간 RMI1 (BLAP75/FAAP75)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 RMI1을 인식함. DNA 교차 제어 및 상동 재조합 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RMI1 Rabbit pAb
비고/별칭	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
종	인간
GeneID (인간)	80010
GeneID	80010
면역원	인간 RMI1 (NP_079221.2)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H9A7
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백