

항-Rmi2 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q96E14

품목 번호: CM0028730



소개

인간 RMI2(BLAP18)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 게놈 안정성과 상동 재조합에 필수적이며 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RMI2 토끼 pAb
비고/별칭	BLAP18; C16orf75; RMI2
종	인간
유전자 ID	116028 (인간)
면역원	인간 RMI2(NP_689521.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96E14
단백질 분자량	16kDa
배송 방법	아이스 팩