

Wb, Elisa용 Anti-Rmnd1 폴리클로날 항체 - Q9Nws8

품목 번호: CM0023377

소개

인간 RMND1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 리보솜 조립 연구에 적합합니다. 진단 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RMND1 Rabbit 토끼 pAb
비고/별칭	RMND1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55005
GeneID	55005
면역원	인간 RMND1 (NP_060379.2)의 아미노산 13-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NWS8
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)