


Wb, Elisa용 Anti-Rmnd5A 토끼 다클론 항체 - Q9H871

품목 번호: CM0013733



소개

CTLH E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 핵심 구성 요소인 인간 RMND5A에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성이 있으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴화 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RMND5A 토끼 pAb
비고/별칭	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
종	인간
유전자 ID (인간)	64795
유전자 ID	64795
면역원	인간 RMND5A의 아미노산 200-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_073617.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H871
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩