

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rnase13 토끼 다클론 항체 - Q5Gan3

품목 번호: CM0015506

소개

인간 RNASE13에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스에서 내인성 발현 수준을 검출합니다. 분비형 비활성 리보뉴클레아제 유사 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASE13 토끼 pAb
비고/별칭	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
종	인간
GeneID (인간)	440163
GeneID	440163
면역원	인간 RNASE13의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_001012264.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5GAN3
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩